

Rúbrica Analítica para Evaluar Dibujo de Sonoanatomía y Técnica de Bloqueo TAP y ESP

Rúbrica Analítica | Evaluación, retroalimentación y mejora continua | Analizar resultados para identificar brechas y oportunidades de mejora | 3 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el dibujo manual de la sonoanatomía relacionada con el bloqueo TAP y bloqueo ESP, incluyendo la creatividad y diseño del dibujo, el resumen de la técnica con referencias bibliográficas, y la correcta colocación del transductor y dirección de la aguja. Se emplea para adultos en educación para el trabajo, con el fin de identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar Dibujo de Sonoanatomía y Técnica de Bloqueo TAP y ESP

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el dibujo manual de la sonoanatomía relacionada con el bloqueo TAP y bloqueo ESP, incluyendo la creatividad y diseño del dibujo, el resumen de la técnica con referencias bibliográficas, y la correcta colocación del transductor y dirección de la aguja. Se emplea para adultos en educación para el trabajo, con el fin de identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Bajo
Creatividad y diseño del dibujo a mano	Dibujo altamente creativo, claro y detallado; uso adecuado de colores y símbolos que mejoran la comprensión visual.	Dibujo claro y organizado, con algunos detalles creativos; colores y símbolos aplicados adecuadamente pero con limitaciones.	Dibujo poco claro o desorganizado; falta de creatividad y uso inapropiado o ausente de colores y símbolos.
Precisión anatómica en la representación del bloqueo TAP	Representa con exactitud y detalle la anatomía relevante para el bloqueo TAP, facilitando comprensión.	Representa la anatomía del bloqueo TAP con precisión moderada, con pocos detalles omitidos o imprecisos.	Representación anatómica incorrecta o incompleta del bloqueo TAP, dificultando la comprensión.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Bajo
Precisión anatómica en la representación del bloqueo ESP	Representa con exactitud y detalle la anatomía relevante para el bloqueo ESP, facilitando comprensión.	Representa la anatomía del bloqueo ESP con precisión moderada, con pocos detalles omitidos o imprecisos.	Representación anatómica incorrecta o incompleta del bloqueo ESP, dificultando la comprensión.
Resumen de la técnica del bloqueo con referencias bibliográficas	Resumen claro, completo y conciso; incluye referencias bibliográficas actuales, relevantes y correctamente citadas.	Resumen adecuado pero con algunos aspectos poco claros o incompletos; referencias bibliográficas presentes pero con errores menores.	Resumen insuficiente o confuso; falta o incorrecta inclusión de referencias bibliográficas.
Colocación del transductor en el dibujo	Indicación correcta y precisa de la colocación del transductor, claramente identificable y bien posicionada para adultos.	Colocación del transductor indicada con precisión moderada, algunos detalles poco claros o ambiguos.	Colocación del transductor incorrecta o ausente, dificultando la comprensión del procedimiento.
Dirección de la aguja en el dibujo	Dirección y trayectoria de la aguja claramente indicadas y correctas para la técnica en adultos.	Dirección de la aguja mostrada con cierta claridad, aunque con imprecisiones leves.	Dirección de la aguja incorrecta, confusa o no representada.
Claridad y legibilidad general del dibujo y anotaciones	Dibujo y anotaciones muy legibles, con letra clara y organización que facilita la lectura.	Legibilidad adecuada, aunque algunas anotaciones pueden requerir esfuerzo para entenderse.	Dibujo y anotaciones poco legibles o desorganizadas, dificultando su comprensión.
Integración y coherencia entre dibujo y resumen técnico	Dibujo y resumen técnico totalmente integrados, apoyándose mutuamente para facilitar el aprendizaje.	Integración adecuada entre dibujo y resumen, con algunas inconsistencias menores.	Falta de coherencia o integración entre dibujo y resumen técnico, dificultando la comprensión global.