

# Rúbrica de Observación para Evaluar RCP Neonatal en Medicina

Rúbrica de Observación | Ciencias de la Salud | Medicina | 4 niveles

## Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar las habilidades psicomotoras y la capacidad de mostrar la técnica de reanimación neonatal en estudiantes universitarios, alineada con el nivel "Muestra cómo" de la Pirámide de Miller. Se observan comportamientos específicos en tiempo real y se califican en una escala del 1 (muy pobre) al 5 (excelente) según los siguientes criterios.

## Rúbrica

# Rúbrica de Observación para Evaluar RCP Neonatal en Medicina

Esta rúbrica está diseñada para evaluar las habilidades psicomotoras y la capacidad de mostrar la técnica de reanimación neonatal en estudiantes universitarios, alineada con el nivel "Muestra cómo" de la Pirámide de Miller. Se observan comportamientos específicos en tiempo real y se califican en una escala del 1 (muy pobre) al 5 (excelente) según los siguientes criterios.

| Criterio de Evaluación              | Descripción del Comportamiento Observado                                  | 1 Muy Pobre                                   | 2 Insuficiente                                                      | 3 Aceptable                                                             | 4 Bueno                                                        | 5 Excelente                                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación del equipo y materiales | Selecciona, organiza y verifica el equipo y materiales para RCP neonatal. | No identifica ni prepara el equipo necesario. | Prepara equipo incompleto o incorrecto sin verificar funcionalidad. | Prepara equipo adecuado pero con verificación parcial de funcionalidad. | Prepara y verifica correctamente la mayoría de los materiales. | Prepara y verifica exhaustivamente todo el equipo, asegurando funcionalidad y seguridad. |

| <b>Criterio de Evaluación</b>             | <b>Descripción del Comportamiento Observado</b>                                    | <b>1 Muy Pobre</b>                              | <b>2 Insuficiente</b>                                          | <b>3 Aceptable</b>                                       | <b>4 Bueno</b>                                                                | <b>5 Excelente</b>                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificación de seguridad del equipo      | Evalúa que el equipo cumpla con normas de seguridad y esté en condiciones óptimas. | No verifica seguridad del equipo.               | Verifica seguridad de manera superficial o incompleta.         | Realiza una verificación básica de seguridad.            | Verifica adecuadamente la seguridad y detecta posibles fallas.                | Realiza una inspección completa y garantiza que todo equipo sea seguro y confiable.    |
| Técnica de ventilación a presión positiva | Aplica ventilación con ritmo adecuado y sello eficaz en la vía aérea.              | No logra aplicar ventilación ni mantener sello. | Aplica ventilación con ritmo inadecuado o sello inconsistente. | Aplica ventilación con ritmo aceptable y sello parcial.  | Aplica ventilación con buen ritmo y sello eficaz la mayoría del tiempo.       | Aplica ventilación a presión positiva con ritmo óptimo y sello perfecto continuamente. |
| Técnica de compresiones torácicas         | Realiza compresiones torácicas coordinadas con ritmo y profundidad adecuados.      | No realiza compresiones o son inapropiadas.     | Realiza compresiones con ritmo o profundidad incorrectos.      | Realiza compresiones con ritmo y profundidad aceptables. | Realiza compresiones con ritmo y profundidad adecuados la mayoría del tiempo. | Realiza compresiones coordinadas, con ritmo y profundidad óptimos en todo momento.     |
| Coordinación de maniobras de reanimación  | Combina ventilación y compresiones de forma sincronizada según protocolo.          | No coordina maniobras ni sigue protocolo.       | Coordina maniobras de forma inconsistente o incorrecta.        | Coordina maniobras con errores mínimos pero funcional.   | Coordina maniobras adecuadamente y sigue protocolo en la mayoría del tiempo.  | Coordina maniobras perfectamente, siguiendo el protocolo sin errores.                  |

| <b>Criterio de Evaluación</b>                   | <b>Descripción del Comportamiento Observado</b>                             | <b>1 Muy Pobre</b>                                | <b>2 Insuficiente</b>                                                  | <b>3 Aceptable</b>                                                               | <b>4 Bueno</b>                                                                                        | <b>5 Excelente</b>                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación constante de frecuencia cardíaca     | Monitorea la frecuencia cardíaca para ajustar las maniobras de reanimación. | No evalúa la frecuencia cardíaca.                 | Evalúa la frecuencia cardíaca de forma errática o infrecuente.         | Evalúa la frecuencia cardíaca con cierta regularidad pero sin ajustes oportunos. | Evalúa la frecuencia cardíaca regularmente y ajusta maniobras en la mayoría de las ocasiones.         | Evalúa la frecuencia cardíaca de forma continua y ajusta maniobras oportunamente y con precisión.        |
| Evaluación constante del esfuerzo respiratorio  | Observa y valora el esfuerzo respiratorio para guiar la reanimación.        | No observa ni considera el esfuerzo respiratorio. | Observa el esfuerzo respiratorio de forma superficial o inconsistente. | Observa el esfuerzo respiratorio pero sin realizar ajustes importantes.          | Observa y valora el esfuerzo respiratorio de forma adecuada y ajusta maniobras la mayoría del tiempo. | Observa constantemente y utiliza la información del esfuerzo respiratorio para optimizar la reanimación. |
| Comunicación y liderazgo durante la reanimación | Guía al equipo y comunica claramente las acciones durante la reanimación.   | No comunica ni lidera las acciones del equipo.    | Comunica de forma poco clara o liderazgo pobre.                        | Comunica y lidera con claridad básica, con algunos errores.                      | Comunica efectivamente y lidera adecuadamente al equipo la mayoría del tiempo.                        | Demuestra liderazgo claro, comunicación precisa y mantiene al equipo coordinado eficazmente.             |